

Proxident Bidstøtte



Proxident Bidstøtte aflaster trætte kæber og gør det lettere for den, der udfører mundpleje på en anden person.

Navn

Proxident Bidstøtte

EAN-kode

7392380000637 small

7392380000644 large

Beskrivelse

Proxident Bidstøtte anvendes af sygehuspersonale og pårørende, der udfører mundpleje på personer, der har svært ved at gabe. Bidstøtten aflaster trætte kæber og gør det lettere for den, der udfører mundplejen. Proxident Bidstøtte findes i to størrelser (small og large) og i transparent eller blå farve. Proxident Bidstøtte er fremstillet af polykarbonat. Materialet er tilpasset medicinske produkter, det er velegnet til de fleste typer af fysiske belastninger og er meget slagstærkt.

Rengøring

Rengør Proxident Bidstøtte med destilleringsvæske eller i opvaskemaskine (max 90° C). Ved daglig anvendelse skal bidstøtten skiftes ud én gang om måneden (max 30 vaske i opvaskemaskine) eller tidligere, hvis den begynder at se slidt ud.

Ingredienser, Indhold og emballage

Polykarbonatplast. Pose af polyethen samt etiket af pap.

Registrering

Produktet er registreret som et Medicinteknisk produkt klasse 1 LVFS 2003:11

Proxident

Proxident AB Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

